



Fonctionnalités

	EMBALLAGE EXTERIEUR	EMBALLAGE INTÉRIEUR
Matériel	Cylindre en carton compact avec une couche de polystyrène expansé adaptée à sa paroi intérieure.	Cylindre en carton compact avec fond métallique intégré.
Poids à vide	73 g	35 g
Poids du bouchon en plastique	25 g	9 g
Diamètre extérieur	99 mm	67 mm
Hauteur totale	170 mm (capless); 172 (avec casquette)	148 mm (capless); 149 (avec casquette)
Cobb1800	151,4 g/m2	
Type de fermoir	Couvercle mobile sur la partie supérieure du cylindre, en plastique rigide et emboîté par pression sur le corps du récipient, sans joint.	Couvercle mobile sur la partie supérieure du cylindre, en plastique rigide et encliquetable sur le corps du cylindre, sans joint.

Matériel à emballer

Le conteneur **CTM01** est indiqué pour le transport de toutes sortes d'échantillons biologiques infectieux de ceux catalogués comme **Type 6.2**.

Conforme aux instructions d'emballage **P620** et **P650**.

Il peut être utilisé pour les échantillons infectieux de **CATÉGORIE A** (UN 2814) et de **CATÉGORIE B** (UN 3373).

Fournitures

Cliniques Canitaires

Nous sommes spécialistes des fournitures et équipements sanitaires jetables.

CTM01

Le conteneur de transport pour échantillons biologiques **CTM01** est composé, conformément aux recommandations de l'OMS, de **deux conteneurs différenciés** qui, concentriquement, sont logés l'un dans l'autre, plus un mandrin en carton compact très résistant qui est logé dans le à l'intérieur du conteneur secondaire.

Spécifique pour le transport d'échantillons de **Catégorie A**.

Cette catégorie comprend l'ensemble des substances contenant des agents pathogènes qui peuvent causer des dommages permanents ou mettre la vie en danger en cas d'exposition.

General description

Mandril	Fabriqué en carton compact à haute résistance à la compression.
Conteneurs primaires	L'emballage peut contenir un nombre indéterminé de récipients primaires en fonction du type de récipient et de la taille à utiliser (tubes à essai, flacons, etc).
Matériel à emballer	Le conteneur CTM01 est indiqué pour le transport de toutes sortes d'échantillons biologiques infectieux de ceux catalogués comme type 6.2. Conforme aux instructions d'emballage P620 et P650 . Il peut être utilisé pour les échantillons infectieux de CATÉGORIE A (UN 2814) et de CATÉGORIE B (UN 3373).
Autres considérations	CODE À BARRES: 8435104100103 MARQUAGE CEE: N'a pas. C'est un produit logistique et non sanitaire, il ne nécessite donc pas ce marquage.
Présentation	Les conteneurs CTM01 sont servis dans des cartons de 50 unités / carton (commande minimum).



Contacter



(+34) 985 111 238



esdesla.com



info@esdesla.com



Asturias, Spain